

LISTA DE PRECIOS

Vigencia Marzo 2026



Laboratorio
Córdoba
GLASS



CONTACTO

☎ Fijo: 351-9064226

💬 Pedidos: 351-3271251 (webchat)

💬 Cobranzas: 351-8515009 (webchat)

✉ instrumental@cordobaglass.com.ar

✉ bajavision@cordobaglass.com.ar

✉ cobranzas@cordobaglass.com.ar

✉ cordoba-glass@hotmail.com

📷 laboratoriocbaglass

📍 Sucre 23 - B° Centro
C.P. 5000 - Córdoba

ACRILICO 1.60 **HD**

BLUE CUT



**LLEVA TUS LIMITES
A OTRO NIVEL**

STOCK
Esf. puro +4.00/-6.00
Combinados +4.00-2.00 y -6.00-2.00

\$

GARANTÍA
60 X
DIAS
ROTURAS Y CAMBIO
DE RECETA

*Incluye
pañó y
líquido
limpiador*

RANGO EXTENDIDO
Esf. puro -10.00/+6.00
Combinados -10.00-2.00 -8.00-4.00 +6.00-2.00 y +4.00-4.00

\$

ACRILICO 1.67 **HD**

BLUE CUT



**MAS FINAS
MAS LIVIANAS
MAS ESTETICAS**



RANGO EXTENDIDO
Esf. puro -15.00/+6.00
Combinados +6.00-2.00 -12.00-2.00 -10.00-3.00 y -8.00-4.00

\$

GARANTÍA
60 X
DIAS
ROTURAS Y CAMBIO
DE RECETA

*Incluye
pañó y
líquido
limpiador*

ACRILICO 1.60 **HD**
BLUE CUT
FOTOCROMÁTICO



GARANTÍA
60 X
DIAS
ROTURAS Y CAMBIO
DE RECETA

*Incluye
pañó y
líquido
limpiador*

STOCK
Esf. puro -4.00/+4.00
Combinados +6.00-2.00. -4.00-2.00

\$

**TODAS LAS CUALIDADES
TAMBIEN EN FOTOCROMATICO**



**PROTECCIÓN
TOTAL**

Majestic®

**ANTIAGE
HD**



STOCK
Esf. puro -4.00/+4.00
Combinados -4.00-2.00 y +4.00-2.00

\$

RANGO EXTENDIDO
Esf. puro -8.00/+6.00
Combinados -6.00-4.00 y +4.00-4.00

\$

STOCK Y FUERA DE RANGO

STOCK BLUE CUT C/AR (Diferentes Indices)

1.56 ORGANICO stock +6.00 /-6.00 -6.00-2.00 +6.00-2.00	\$
1.56 ORGANICO rango extendido -6.00-4.00 +6.00-4.00	\$
1.59 POLICARBONATO stock +4.00/-4.00 +4.00-2.00 -4.00-2.00	\$
1.60 ACRILICO stock -6.00/+4.00 +4.00-2.00 -6.00-2.00	\$
1.60 ACRILICO rango extendido -10.00/+6.00 -10.00-2.00 -8.00-4.00 +6.00-2.00 +4.00-4.00	\$
1.67 ACRILICO rango extendido -15.00/+6.00 -12.00-2.00 -10.00-3.00 -8.00-4.00 +6.00-2.00	\$
1.60 ANTIAGE INFRARROJO stock -4.00/+4.00 -4.00-2.00 +4.00-2.00 (48 hs.)	\$
1.60 ANTIAGE INFRARROJO rango extendido -8.00/+6.00 -6.00-4.00 +4.00-4.00 (48 hs.)	\$

STOCK FOTOCROMATICO

1.56 ORGANICO FOTOCROMATICO ESPEJADO Neutro (GREEN/GOLDEN/PINK/SILVER/ICYBLUE)	NUEVO	\$
1.56 ORGANICO FOTOCROMATICO C/AR stock +4.00/-4.00 +4.00-2.00 -4.00-2.00		\$
1.56 ORGANICO FOTOCROMATICO C/AR rango extendido +4.00-4.00 -4.00-4.00 (48 hs.)	NUEVO	\$
1.56 ORGANICO FOTO BLUE CUT C/AR +4.00/-4.00 -4.00-2.00 +4.00-2.00		\$
1.60 ACRILICO FOTO BLUE CUT C/AR PREMIUN +4.00/-4.00 +4.00-2.00 -4.00-2.00	NUEVO	\$

STOCK (Diferentes Materiales)

1.50 ORGANICO BCO. stock +6.00/-6.00 +6.00-2.00 -6.00+2.00	\$
1.50 ORGANICO BCO. rango extendido +4.00-4.00 -6.00-4.00	NUEVO \$
1.50 ORGANICO BCO. + LACA stock +6.00/-6.00 +6.00-2.00 -6.00+2.00 (24 hs.)	\$
1.56 ORGANICO BCO. C/AR stock +6.00/-6.00 +6.00-2.00 -6.00+2.00	\$
1.56 ORGANICO BCO C/AR PREMIUN stock +6.00/-6.00 +6.00-2.00 -6.00+2.00	\$
1.56 ORGANICO BCO C/AR rango extendido /-10.00 -8.00-2.00 +4.00-4.00 -4.00-4.00	\$
1.59 POLICARBONATO C/AR stock +4.00/-6.00 +4.00-2.00 -6.00-2.00	\$
1.59 POLICARBONATO C/AR PREMIUN stock +4.00/-6.00 +4.00-2.00 -6.00-2.00	\$

STOCK SOL TERMINADO

1.49 ORGANICO UNIFORME GRIS/SEPIA/G-15 BASE 6/8	\$
1.49 ORGANICO DEGRADE GRIS/SEPIA/G-15 BASE 6/8	\$
PLACA POLARIZADA UNIFORME GRIS/SEPIA/G 15 BASE 4/6/8	\$
PLACA POLARIZADA UNIFORME AMARILLO/ROSA/CELESTE/VERDE/BEIGE BASE 4	NUEVO \$
PLACA POLARIZADA DEGRADE GRIS/SEPIA/AZUL/ G 15 BASE 4/6	\$
PLACA POLARIZADA FOTOCROMATICA GRIS/SEPIA BASE 4	NUEVO \$
PLACA POLARIZADA ESPEJADA BLUE/ICYBLUE/SILVER/ORANGE BASE 6/8	NUEVO \$
PLACA FOTOCROMATICA ROSA BASE 4	NUEVO \$

LABORATORIO MONOFOCAL

LABORATORIO MONOFOCALES BLUE CUT

	Tallado Tradicional	Tallado Digital	AR ETERNAL
1.56 ORGANICO -10.00/+8.00	\$	\$	T.T. \$
1.59 POLICARBONATO -10.00/+6.00	\$		
1.59 POLICARBONATO -17.00/+8.00	\$		
1.60 ACRILICO -14.00/+11.00	\$	\$	
1.60 ANTIAGE BLUE + INFRARROJO + A.R. cara externa -12.00/+6.00	\$	\$	
1.67 ORGANICO SMART -16.00/+14.00 (APTO MULTIFACETADO)	\$	\$	
1.74 ORGANICO - 18.00/+9.00 (APTO MULTIFACETADO)	\$	\$	

LABORATORIO MONOFOCALES FOTOCROMATICOS

	Tallado Tradicional	Tallado Digital	AR ETERNAL
1.56 ORGANICO FOTO GRIS -12.00/+8.00	\$	\$	T.T. \$
1.56 ORGANICO FOTO GRIS BLUE CUT -12.00/+8.00	\$	\$	
1.56 ORGANICO FOTO ESPEJADO (BLUE/ICYBLUE/SILVER/PURPLE) -8.00/+6.00	\$		
1.56 ORGANICO FOTO COLORES (ROSA/ AZUL/ VIOLETA/ VERDE/ SEPIA) -8.00/+6.00	\$	\$	
1.59 POLICARBONATO FOTO -15.00/+8.00	\$	\$	
1.60 ACRILICO FOTO BLUE CUT (ROSA/AZUL/VIOLETA/VERDE/SEPIA/GRIS) -12.00/+8.00	\$	\$	
1.67 ORGANICO FOTO GRIS -12.00/+8.00	\$		
1.67 ACRILICO FOTO BLUE CUT -16.00/+10.00 (APTO MULTIFACETADO)	\$	\$	
1.74 ORGANICO FOTO -18.00/+9.00 (APTO MULTIFACETADO)	\$	\$	

LABORATORIO MONOFOCALES

	Tallado Tradicional	Tallado Digital	AR ETERNAL
1.50 ORGANICO BLANCO -11.00/+8.00	\$	\$	T.T. \$
1.50 ORGANICO POLARIZADO (GRIS/ SEPIA) -10.00/+8.00	\$	\$	
1.53 TRIVEX BLANCO -10.00/+6.00		\$	
1.56 ORGANICO LENTICULAR /+20.00 (SOLO LENTES POSITIVAS)	\$	\$	
1.59 POLICARBONATO POLARIZADO ESPEJADO (AZUL/ PLATA/NARANJA) -8.00/+6.00	\$	\$	
1.59 POLICARBONATO BLANCO -10.00/+6.00	\$	\$	T.T. \$
1.59 POLICARBONATO BLANCO -17.00/+8.00	\$	\$	T.T. \$
1.59 POLICARBONATO POLARIZADO -14.00/+8.00	\$	\$	
1.67 ORGANICO BLANCO ASFERICO -16.00/+14.00 (APTO MULTIFACETADO)	\$	\$	
1.74 ORGANICO BLANCO -18.00/+9.00 (APTO MULTIFACETADO)	\$	\$	

IMPORTANTE

RECOMENDAMOS PARA LENTES DIGITALES ENVIAR A CALIBRAR PARA MAYOR PRECISION, CASO CONTRARIO, DETALLAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

A: horizontal


B: vertical

ED: diagonal

DBL: puente

H: altura pupilar

DIP: distancia interpupilar



BIFOCALES

BIFOCALES ORGANICO-POLICARBONATO-MINERAL

	Tallado Tradicional	Tallado Digital	AR ETERNAL
1.50 ORGANICO BLANCO FLAT TOP/KRIPTOCK	\$		
1.56 ORGANICO FOTO FLAT TOP/KRIPTOCK	\$		
1.56 ORGANICO BLUE CUT FLAT TOP	\$		
1.50 ORGANICO BLANCO INVISIBLE		\$	T.D. \$
1.56 ORGANICO BLUE CUT INVISIBLE		\$	T.D. \$
1.56 ORGANICO FOTO INVISIBLE		\$	
1.59 POLICARBONATO FLAT TOP BLANCO	\$		
1.52 MINERAL BLANCO FLAT TOP/KRIPTOCK	\$		
1.52 MINERAL FOTO FLAT TOP/KRIPTOCK	\$		


OCUPACIONALES

OCUPACIONALES BLANCOS /BLUE CUT

	Tallado Tradicional	Tallado Digital	AR ETERNAL
1.50 ORG BLANCO GLASS DEG. 0.75 Y 1.25	\$		
1.50 ORG BLANCO TAC 2 DEG. 0.75 A 2.00		\$	T.D. \$
1.50 ORG BLANCO TAC 4 DEG. 0.75 A 2.00		\$	T.D. \$
1.50 ORG BLUE CUT GLASS DEG. 0.75 Y 1.25	\$		
1.56 ORG BLUE CUT TAC 2 DEG. 0.75 A 2.00		\$	T.D. \$
1.56 ORG BLUE CUT TAC 4 DEG. 0.75 A 2.00		\$	T.D. \$
1.60 ACRILICO BLUE CUT TAC 2 DEG. 0.75 A 2.00		\$	
1.60 ACRILICO BLUE CUT TAC 4 DEG. 0.75 A 2.00		\$	



TACT 2Digital DESK

DESK OFRECE ZONAS DE INTERMEDIA Y DE LECTURA AMPLIAS.
IDEAL PARA PERSONAS QUE TRABAJAN PRINCIPALMENTE EN
UN ESCRITORIO O MESA DE TRABAJO DONDE SU ATENCION SE
CENTRA EN UNA PANTALLA O MATERIALES CORTA DISTANCIA



TACT 4Digital

DISEÑO QUE OFRECE UN CAMPO DE LEJOS IDEAL PARA TRABAJOS
QUE REQUIEREN MAS MOVILIDAD. BRINDA ZONA DE VISION
CERCANA, INTERMEDIA Y DE DISTANCIA DE HASTA 2 M,



MULTIFOCALES

MULTIFOCALES BLUE CUT

	Tallado Tradicional	Tallado Digital	AR ETERNAL
1.56 ORGANICO GOLD VISION	\$		
1.56 ORGANICO GLASS 3D		\$	T.D. \$
1.56 ORGANICO GLASS 4D		\$	T.D. \$
1.56 ORGANICO GLASS 4D DRIVER		\$	
1.56 ORGANICO GLASS 4D SPORTS		\$	
1.56 ORGANICO MAXI LINE	\$		T.T. \$
1.59 POLICARBONATO GLASS 3D		\$	
1.60 ACRILICO 1.60 GLASS 3D		\$	
1.60 ORGANICO GLASS 5D ANTIAGE (BLUE + INFRARROJO + AR)		\$	
1.60 ACRILICO GLASS 4D		\$	
1.67 ACRILICO GLASS 4D		\$	

MULTIFOCALES BLANCOS

	Tallado Tradicional	Tallado Digital	AR ETERNAL
1.50 ORGANICO GOLD VISION	\$		
1.56 ORGANICO GLASS 3D		\$	T.D. \$
1.50 ORGANICO MAXI LINE	\$		
1.50 ORGANICO GLASS 4D		\$	T.D. \$
1.50 ORGANICO GLASS 4D DRIVER		\$	
1.50 ORGANICO GLASS 4D SPORTS		\$	
1.59 POLICARBONATO GLASS 3D		\$	T.D. \$
1.59 POLICARBONATO GLASS 4D DRIVER		\$	
1.59 POLICARBONATO GLASS 4D SPORTS		\$	
1.74 ORGANICO GLASS 4D		\$	

TODOS LOS MULTIFOCALES DIGITALES CUENTAN CON GARANTIA POR CAMBIO DE RECETA

*** CONSULTAR POR CAJA DE PRUEBA DE MULTIFOCALES ***

IMPORTANTE

RECOMENDAMOS PARA LENTES DIGITALES ENVIAR A CALIBRAR PARA MAYOR PRECISION, CASO CONTRARIO, DETALLAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

A: horizontal


B: vertical

ED: diagonal

DBL: puente

H: altura pupilar

DIP: distancia interpupilar



MULTIFOCALES

MULTIFOCALES FOTO / POLARIZADOS

	Tallado Tradicional	Tallado Digital	AR ETERNAL
1.56 ORG GLASS 3D FOTO GREY		\$	T.T. \$
1.50 ORG GOLD VISION POLARIZADO	\$	\$	
1.50 ORG 4D DRIVER POLARIZADO		\$	
1.50 ORG 4D SPORTS POLARIZADO		\$	
1.56 ORG GLASS 3D FOTO GREY BLUE CUT		\$	
1.56 ORG GOLD VISION FOTO GREY	\$		
1.59 POLI GLASS 3D FOTO GREY		\$	
1.56 ORG MAXI LINE FOTO GREY	\$		
1.56 ORG GLASS 3D FOTO COLORES (ROSA/ AZUL/ VIOLETA/ VERDE/ SEPIA)		\$	
1.56 ORG GLASS 4D FOTO GREY		\$	T.T. \$
1.56 ORG GLASS 4D DRIVER FOTO GREY		\$	
1.56 ORG GLASS 4D SPORTS FOTO GREY		\$	
1.60 ACRILICO GLASS 4D FOTO GREY BLUE CUT		\$	
1.60 ACRILICO GLASS 3D FOTO BLUE CUT (ROSA/ AZUL/ VIOLETA/ VERDE/ SEPIA)		\$	
1.74 ORG GLASS 4D FOTO TRANSITIONS		\$	

TODOS LOS MULTIFOCALES DIGITALES CUENTAN CON GARANTIA POR CAMBIO DE RECETA

*** CONSULTAR POR CAJA DE PRUEBA DE MULTIFOCALES ***

IMPORTANTE

RECOMENDAMOS PARA LENTES DIGITALES ENVIAR A CALIBRAR PARA MAYOR PRECISION, CASO CONTRARIO, DETALLAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

A: horizontal


B: vertical

ED: diagonal

DBL: puente

H: altura pupilar

DIP: distancia interpupilar



FILTROS TERAPÉUTICOS Y BAJA VISIÓN



Laboratorio
Córdoba
GLASS

FILTROS TERAPEUTICOS Y BAJA VISION

Smart Vision CONTROL DE MIOPIA



SmartVision:


- Lente para el control de la miopía.
- Adopta un diseño de patrón circular para disminuir uniformemente la potencia desde el primer anillo hasta el último.
- El desenfoque aumenta gradualmente.
- Desenfoque total de 5.00~6.00 D.
- Es adecuado para casi todos los niños con Miopía Patológica.

El ojo humano es miope y está desenfocado, mientras que la periferia de la retina es hipermetrope.


Si la miopía se corrige con lentes SV convencionales, la periferia de la retina aparecerá desenfocada, lo que dará como resultado un aumento en el eje del ojo y una profundización de la miopía.

La corrección ideal de la miopía debería ser un desenfoque alrededor de la retina, para controlar el crecimiento del eje del ojo y ralentizar la profundización del grado.

Criterios de diseño



Sin SmartVision: Las imágenes periféricas caen detrás de la retina, la retina periférica enviará la señal de estimulación de detección visual, y la respuesta del ojo es alargar el globo ocular para hacer que la retina crezca, lo que resulta en la profundización de la miopía en niños y adolescentes.



Con SmartVision: forman una imagen curva del globo ocular en la retina, lo que garantiza una imagen central clara y elimina el desenfoque hipermetrópico de la retina periférica. El eje del ojo se alarga lentamente o se detiene, retrasando así la progresión de la miopía.

Diseño de producto: Tecnología de anillos radiales equidistantes



1015 Microlentes



11 anillos concéntricos



Desenfoque +5,00- +6,00 D



Ø 10.128 centro visible



Item	Parámetros
Índice de refracción	1.596
Valor ABBE	30.6
Unidad de poder	0,00~10.00D
Distribución	Rorationally symmetrical Ribbon Arrangement
Anillos radiales	11
Desenfoque	Step Increments
Área de desenfoque	ϕ10.128~ϕ59.566
Diámetro del área visible	ϕ10.128
Material	Polycarbonato

DESCRIPCION TECNICA SMART VISION

Diameter	Normal Curve	True Curve (1.530)	Back curve	Back Curve (1.530)	Front Radius (1.530)	Sag at 50mm	Sag at 40mm	Center Thickness (mm)	Design and Suggested Rx Range
75mm	2,00	1.80±0.05	5,70	5,15	294,440	1.06±0.02	0.68±0.02	7.50±0.3	-1.00 to -6.00
	3,00	2.80±0.05	5,70	5,15	189,300	1.66±0.02	1.06±0.02	6.00±0.3	+2.00 to-3.00

IMPORTANTE: Los padres deben consultar siempre con un Oftalmólogo Pediátrico o un Óptico para determinar cuál es la mejor opción para su hijo, ya que cada caso es único.

1.50 ORGANICO BLANCO CONTROL DE MIOPIA -8.00-4.00	BASE 2/4	\$
1.59 POLICARBONATO BLANCO CONTROL DE MIOPIA -9.00-5.00	BASE 2/4	\$
1.60 MR8 CONTROL DE MIOPIA -10.00-6.00	BASE 2/4	\$

glass 6D^{igital} JUNIOR

Una endodesviación ocular, más conocida como **endotropía o esotropía**, es un tipo de estrabismo en el que uno o ambos ojos se desvían hacia la nariz, hacia adentro. Esta desviación puede ser constante o intermitente, y puede presentarse desde el nacimiento o desarrollarse en la infancia, afectando la visión binocular y pudiendo provocar ambliopía u "ojo vago".

Características

- **Desviación hacia adentro:** El globo ocular se desvía en dirección a la nariz.
- **Afecta la visión binocular:** Puede impedir que el cerebro integre las imágenes de ambos ojos en una sola, lo que conduce a una percepción tridimensional deficiente.
- **Posible desarrollo de ambliopía:** Si un ojo se desvía con frecuencia o de forma constante, el cerebro puede dejar de utilizarlo para obtener una visión normal, lo que provoca la pérdida de agudeza visual en ese ojo.

El efecto del uso de progresivos en niños con alta tasa de uso de visión cercana, es muy eficaz para controlar la endodesviación de cerca; por tal motivo realizamos lentes progresivas que compensan las alteraciones visuales de cerca producidas por el exceso de acomodación y de convergencia.



NORMAL



CORREGIDO

MULTIFOCAL **BLUE CUT**

1.60 ACRILICO GLASS 6D JUNIOR AD 0.75 a 3.50

Tallado Digital

\$

ESPECIALIDADES MONOFOCALES (Diferentes Materiales)

1.50 ORGANICO FILTRO AMARILLO 450NM (Bloqueador Blue cara externa + Antirreflex cara interna) Neutro	\$
1.50 ORGANICO FILTRO NARANJA 525NM (Bloqueador Blue cara externa + Antirreflex cara interna) Neutro	\$
1.56 ORGANICO LENTICULAR BCO MONOFOCAL /+20.00 Tallado Tradicional (SOLO LENTES POSITIVAS)	\$
1.56 ORGANICO LENTICULAR BCO MONOFOCAL /+20.00 Tallado Digital (SOLO LENTES POSITIVAS)	\$
1.67 ORGANICO SMART MONOFOCAL BLUE CUT -16.00/+10.00 Tallado Tradicional (APTO MULTIFACETADO)	\$
1.67 ORGANICO SMART MONOFOCAL BLUE CUT -16.00/+10.00 Tallado Digital (APTO MULTIFACETADO)	\$
1.74 ORGANICO SMART MONOFOCAL BLUE CUT -18.00/+8.00 Tallado Tradicional (APTO MULTIFACETADO)	\$
1.74 ORGANICO SMART MONOFOCAL BLUE CUT -18.00/+8.00 Tallado Digital (APTO MULTIFACETADO)	\$
1.67 ACRILICO MONOFOCAL FOTO BLUE CUT -20.00/+10.00 Tallado Tradicional (APTO MULTIFACETADO)	\$
1.67 ACRILICO MONOFOCAL FOTO BLUE CUT -20.00/+10.00 Tallado Digital (APTO MULTIFACETADO)	\$
1.74 ORGANICO MONOFOCAL FOTO -21.00/+9.00 Tallado Tradicional (APTO MULTIFACETADO)	\$
1.74 ORGANICO MONOFOCAL FOTO -21.00/+9.00 Tallado Digital (APTO MULTIFACETADO)	\$
1.67 ORGANICO BCO ASFERICO -16.00/+10.00 Tallado Tradicional (APTO MULTIFACETADO)	\$
1.67 ORGANICO BCO ASFERICO -16.00/+10.00 Tallado Digital (APTO MULTIFACETADO)	\$
1.74 ORGANICO BCO -18.00/+8.00 Tallado Tradicional (APTO MULTIFACETADO)	\$
1.74 ORGANICO BCO -18.00/+8.00 Tallado Digital (APTO MULTIFACETADO)	\$
GRADO POR PRISMA (MONOFOCALES / BIFOCALES / MULTIFOCALES)	\$
BICONVEXO / BICONCAVO (RECARGO SOBRE EL TIPO DE LENTE ELEGIDO)	30%

ESPECIALIDADES BIFOCALES

1.50 ORGANICO LENTICULAR BCO FLAT TOP /+12.00 AD. 1.00 A 3.00	\$
---	----

IMPORTANTE: A todas las especialidades de baja visión y filtros terapéuticos se le puede hacer tratamiento antirreflejo excepto los lenticulares; recomendamos **Antirreflejo Glass Premium Hidrofóbico**.

Consultar tiempos de demora para todo lo que son especialidades.


La correcta elección del tipo de armazón y el cálculo del diámetro es fundamental para un correcto tallado de las lentes. Se optimizan espesores, se reducen tiempos de calibrado, lentes más delgadas y livianas.

FILTROS TERAPÉUTICOS




Contamos con una amplia cartilla de dieciocho filtros. Los mismos son entregados con una impresión grafica y detallada del porcentaje de transmisión de luz visible que cada filtro bloquea.


Todos nuestros filtros cuentan con garantia. En el proceso son testados y medidos para lograr una coloración precisa en base a la muestra, lo que nos permite garantizar la calidad del producto.

**FILTRO GLASS 101**


Filtro de color amarillo muy suave. Corte en 380 nm, protección del 80% a radiaciones UVB y UVA. Es un filtro que incrementa la percepción del color. Obstruye las radiaciones perjudiciales, brindando en efecto mejores colores mientras minimiza los rayos HEV (400-500 nm).

**FILTRO GLASS 100**


Filtro de color amarillo suave. Corte en 380 nm, protección del 80% a radiaciones UVB y UVA. Mejora las molestias de la luz e incrementa la percepción del color, el contraste y reduce el encandilamiento.

**FILTRO GLASS 450**


Filtro de color amarillo intenso. Corte en 450 nm, protección del 100% a radiaciones UVB Y UVA. 85% de absorción a 450 nm. Bloquea la luz azul y permite imágenes más definidas en condiciones de baja iluminación y mejora la percepción de profundidad. Para usar en interior o en momentos de baja intensidad luminosa en exterior. Transmisión máxima de luz del 85%.

**FILTRO GLASS 511**

Filtro de color amarillo verdoso. Corte en 450/510 nm, protección del 100% a radiaciones UVB Y UVA. 80% de absorción a 450 nm. Este tinte bloquea muy bien el violeta/azul en este rango espectral y no impide ver los colores de las señales de tránsito, por lo que se puede usar mientras se conduce; también ayuda a los entusiastas del tiro deportivo. Transmisión máxima de luz del 80%

**FILTRO GLASS 481**


Filtro de color verde. Corte en 380 nm, protección del 80% a radiaciones UVB Y UVA.

**FILTRO GLASS 500**


Filtro de color verde intenso. Corte en 450 nm, protección del 100% a radiaciones UVB Y UVA. Este tinte bloquea muy bien el violeta/azul en este rango espectral. Filtra más del 85% de las radiaciones comprendidas entre 400 y 550 nm.

**FILTRO GLASS REHA**


Filtro de color rosado suave. Corte en 380 nm, protección del 80% a radiaciones UVB Y UVA. Para uso en interiores, reduce el esfuerzo ocular, dolores de cabeza y migraña.

**FILTRO GLASS 490**


Filtro de color naranja claro. Corte en 490 nm, protección del 100% a radiaciones UVB Y UVA. 85% de absorción a 490 nm. Absorben el componente del espectro al que son sensibles los conos bloqueándolos. Reducen el deslumbramiento y facilitan la adaptación a los cambios de luz. Bloquea la luz azul. Transmisión máxima de luz del 55%.

**FILTRO GLASS 510**


Filtro de color naranja intenso. Corte en 510 nm, protección del 100% a radiaciones UVB Y UVA. 91% de absorción a 510 nm. Provee confort y mejora la agudeza visual bloqueando la luz azul. Transmisión máxima de luz del 40%.

**FILTRO GLASS 525**


Filtro de color naranja intenso. Corte en 510 nm, protección del 100% a radiaciones UVB Y UVA. 91% de absorción a 510 nm. Provee confort y mejora la agudeza visual bloqueando la luz azul. Transmisión máxima de luz del 40%.

**FILTRO GLASS 550**


Filtro de color naranja intenso. Corte en 525 nm, protección del 100% a radiaciones UVB Y UVA. 85% de absorción a 525 nm, bloquea la luz azul. Transmisión máxima de luz del 35%.

**FILTRO GLASS 580**


Filtro de color naranja rojizo. Corte en 550 nm, protección del 100% a radiaciones UVB Y UVA. 70% de absorción a 550 nm, bloquea la luz azul. Transmisión máxima de luz del 33%.

**FILTRO GLASS 600**


Filtro de color rojo oscuro. Corte en 600 nm, protección del 100% a radiaciones UVB Y UVA. 90% de absorción a 600 nm. Apto para cuarto oscuro y adaptación para la visión nocturna, bloquea la luz azul.

**FILTRO GLASS 90**


Filtro de color marrón oscuro. Protección del 100% a radiaciones UVB Y UVA. 90% de absorción a 600 nm. La retinosis pigmentaria es una enfermedad ocular hereditaria y degenerativa, la disfunción del metabolismo de la retina hace que no llegue riego suficiente a las células Sensoriales (bastones y conos) y, por tanto, se degeneran progresivamente. Bloquea la luz azul.

**FILTRO GLASS 80**


Filtro de color marrón. Protección del 100% a radiaciones UVB Y UVA. 80% de absorción a 600 nm. Otro síntoma son los problemas de funcionamiento del cono, que se traducen en una disminución de la agudeza visual, el deterioro del contraste visual y el color, y un alto grado de sensibilidad a los deslumbramientos. Las lentes con filtro especial mejoran la comodidad visual. Bloquea la luz azul.

**FILTRO GLASS 60**

Filtro de color marrón suave. Protección del 100% a radiaciones UVB Y UVA. 60% de absorción a 600 nm. La transmisión se ha optimizado para que se absorba parte del espectro de onda corta visible.

**FILTRO GLASS EP**


Filtro de color celeste. Corte en 380 nm, protección del 80% a radiaciones UVB Y UVA. Evita crisis provocadas por la estimulación luminosa intermitente a varios factores como televisión, luz solar, videojuegos, computadoras, etc.

**FILTRO GLASS 452**

Filtro de color azul intenso. Las lentes con este filtro especial ofrecen una absorción selectiva, con una transmisión de menos del 20 % en el rango de radiación visible de 550 nm a 650 nm. Se pueden emplear para aumentar considerablemente la sensibilidad al contraste, la agudeza visual y la visión nocturna.

TRATAMIENTOS FILTROS TERAPEUTICOS

COLORACION UNIFORME	\$
---------------------	----



Formato FLIPER



Formato ANTEOJO

¿En qué presentaciones vienen los filtros terapéuticos?

Disponemos de dos presentaciones, una caja con los 18 tipos de filtros en formato ANTEOJO y la otra opción son los FLIPER; este formato te permite elegir dos tipos de filtros a elección por cada Fliper.

¿Qué diferencia hay entre una lente coloreada y un filtro terapéutico?

Las lentes coloreadas “reducen” la transmisión de luz visible, en cambio, los filtros terapéuticos “bloquean” selectivamente las longitudes de onda dependiendo del filtro escogido.

¿Se pueden hacer filtros con corrección oftalmológica (RX)?

SÍ, disponemos de filtros de stock y de laboratorio, en monofocales, bifocales y multifocales y también prismáticos.

¿En qué materiales se pueden hacer los tratamientos de filtros?

Solamente en orgánico blanco índice 1.50 y orgánico fotocromático índice 1.50.

***** CONSULTAR POR CAJA DE PRUEBA DE FILTROS TERAPEUTICOS *****

TRATAMIENTOS

TRATAMIENTOS

ANTIRREFLEJO GLASS	\$
ANTIRREFLEJO GLASS PREMIUN HIDROFOBICO	\$
ANTIRREFLEJO SOBRE MINERALES	\$
ANTIREFLEJO ETERNAL (SOLO EN LA CARA EXTERNA + LACA AMBAS CARAS)	ver productos
ANTIRRAYA-ULTRA HARD AMBAS CARAS	\$
COLORACION UNIFORME	\$
COLORACION DEGRADE-IGUAL MUESTRA	\$

CALIBRADOS

CALIBRADOS

MONOFOCAL ARO STOCK ORGANICO-POLY-ACRILICO	\$
MONOFOCAL RAN/PERF STOCK ORGANICO-POLY-ACRILICO	\$
MONOFOCAL ARO STOCK MINERAL	\$
MONOFOCAL ARO LABORATORIO ORGANICO-POLY-ACRILICO	\$
MONOFOCAL RAN/PERF LABORATORIO ORGANICO-POLY-ACRILICO	\$
BIFOCA ARO ORGANICO-POLY-ACRILICO	\$
BIFOCA RAN/PERF ORGANICO-POLY-ACRILICO	\$
MONOF/BIFOC ARO MINERAL LABORATORIO	\$
MULTIFOCA ARO ORGANICO-POLY-ACRILICO	\$
MULTIFOCA RAN/PERF ORGANICO-POLY-ACRILICO	\$
CAMBIO FORMA -PULIDO BORDE-CAMBIO DE TANZA-TORNILLOS	\$

SOLDADURAS-ARREGLOS-REPARACIONES	\$
----------------------------------	----

IMPORTANTE

- Solo las lentes monofocales **Acrílico stock** y **Acrílico fuera de rango** tienen garantía por rotura y cambio de receta de 60 días contados a partir de la fecha de pedido al laboratorio.
- No se aceptan reclamos sobre lentes calibradas fuera de nuestro laboratorio.
- No se cubren roturas de cristales orgánicos montados al aire. Para ese tipo de monturas contamos con materiales como Acrílico / Policarbonato / MR-8.
- Laboratorio Córdoba Glass no se responsabiliza por problemas o defectos de armazones y/o cristales que no se hayan adquirido en nuestro laboratorio.
- Las garantías por cambio de receta y/o adaptación de los Multifocales Digitales tienen un plazo de 90 días entre receta y receta. Resto de las lentes sin cambio por errores de receta.
- Todos los precios están expresados por par, y sin IVA (21%)
- La facturación se realiza con la lista de precios vigente al día del envío.
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- No se tomará ningún reclamo si la cuenta corriente no se encuentra al día.
- Recordar que los valores máximos de graduaciones negativas son posibles en diámetros chicos, 55mm. Superando estos valores, recomendamos hacerlo en lente digital multifacetado o contactarse con el laboratorio para mayor asesoramiento.